

HÖGG
LIFTSYSTEME



RL50

Monter en

toute sécurité

Plus de mobilité – pour une meilleure qualité de vie



RL50

La solution pour surmonter vos escaliers en fauteuil roulant

Le monte-escaliers pour fauteuil roulant fixé au plafond vous rend complètement indépendant et mobile. D'autre part, la méthode de construction solide selon le standard de sécurité le plus sophistiqué garantit un transport confortable à l'étage. Les stations peuvent être réglées selon les désirs individuels.

L'accrochage du fauteuil roulant est facilité par un système d'encliquetage raffiné. En un seul tourne main, et sans aucun effort, l'ascenseur se trouve disponible au voyage. La conduite est simple et compréhensible à l'aide d'un boîtier de commande.



Fixation de rail aussi possible dans
plafond en bois

L'ascenseur en position de parcage

Suspension arrière



Montage simple

Le RL50 peut être installé partout sans problèmes, y compris dans les cages d'escalier étroites et raides. Par une solution simple, même le passage des portes est possible. L'entraînement correspond à la technique la plus moderne et garantit la sécurité de manière durable.

Chariot de transport en option

Le RL50 peut être – en option – équipé d'un chariot de transport. Cela contribue au transport confortable des sacs à provisions, de marchandises ou des appareils ménagers de toute sorte.



Rail traversant une porte



Boîte de commande au câble spirale pour un contrôle individuel



Fixation avant au fauteuil roulant



Suspension arrière du fauteuil roulant








Votre partenaire pour tous les escaliers



DÉTAILS TECHNIQUES

HÖGG LIFTSYSTEME

Fabricant :	Högg Liftsysteme AG, Suisse
Charge :	150 kg
Commande :	contact à clé, boutons-poussoir, arrêt d'urgence sur boîtier
Entraînement :	42V CA, engrenage sur chaîne
Rail :	35x40 mm en acier
Raccord électrique :	230V, 13 A
Vitesse :	0,1 m/sec
Conformité :	CE/TÜV autorisé
Pente possible :	de 0° (horizontal) à 60°
Couleur :	gris argent
Equipement standard :	système d'accrochage du fauteuil
Options :	<ul style="list-style-type: none">- suspension spéciale- siège spécial avec roues- chariot de transport- commandes d'appel sans fil



Sous réserve de modifications

Fauteuils élévateurs Elévateurs pour fauteuil roulant Ascenseurs verticaux

hoegg lift  ch

Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
Tel. 071 987 66 80
Fax 071 987 66 89
info@hoegg lift.ch